

**S -TeikAb (2732)**

**Indikaatiot** Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttamien syvien infektioiden kuten endokardiitin, sepsiksen, septisen artriitin havaitseminen. Pinnallisissa, rajoittuneissa infektioissa vasta-aineiden nousu on epätavallista.

**Näyte** 1 ml seerumia.

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 1-2 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Entsyymi-immunologinen (EIA)

**Toimitusaika** 5-7 työpäivää

**Viitearvot** negatiivinen alle 0,1 IU/ml

**Tulkinta** Normaalisti negatiivinen. Selvästi koholla oleva teikkohappo-vasta-ainepitoisuus viittaa meneillään olevaan tai äskettäin koettuun syvään Staph. aureus -infektioon. Vasta-aineet voivat jäädä koholle kuukausiksi sairastetun infektion jälkeen.

**Tekopaikka** HUSLAB

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri  
Puh. 044 018 5731  
taru.meri@vita.fi