

S -ClteAb (2738)

Indikaatiot Rokotussuojan (jäykkäkouristus -immunitietin) tarkistaminen ja mahdollisen rokotustarpeen havaitseminen Tutkimusta voidaan käyttää myös B-soluimmunitietin toimivuuden tutkimiseen.

Näyte 1 ml seerumia tai plasmaa.

Säilytys ja lähetys Säilytys enintään 7 vrk jääkaapissa, pidempi aika pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Entsyymi-immunologinen menetelmä Akkreditoitu menetelmä.

Viitearvot Yli 0,1 IU/ml

Tulkinta WHO:n tulkinnan mukaan > 0,1 IU/ml tulkitaan riittävänä immuunisuojana. Yli 0,5 IU/ml pitoisuus viittaa, ettei tehosterokotusta tarvita. Alle 0,1 IU/ml on rokotusindikaatio, jollei rokotukselle ole vasta-aiheita. Testiä voidaan käyttää myös B-soluimmunitietin toimivuuden varmistamiseen. Tällöin tutkitaan I-näyte ennen rokotusta ja II-näyte 2-3 vko rokotuksesta; jos vasta-ainetaso nousee vähintään kolminkertaiseksi, on B-soluvaste nähtävissä normaaliksi.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi