

S -BP230Ab (6631)

Indikaatiot Pemfigoidin eli autoimmuunitaustaisen ihon rakkulataudin diagnostiikka.

Näyte 1 ml seerumia.

Säilytys ja lähetys 14 vrk jääkaapissa, 30 vrk pakastettuna. Kuljetus kylmässä tai pakastettuna.

Menetelmä ELISA

Toimitusaika 10-12 työpäivää

Viitearvot normaalisti negatiivinen (titteri)

Tulkinta Pemfigoidissa autovasta-aineita havaitaan ihon keratinosyyttien hemidesmosomien BP230 ja BP180 rakenteita vastaan. Valtaosalla potilaista esiintyy antigeeneja BP180 rakenteita vastaan, ja vain osalla BP230-antigeenia vastaan. Suositeltava ensisijainen tutkimus pemfigoidin diagnoosiin on S -PemfiAb (4963).

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Mikrobiologi, Taru Meri
Puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi