

Sa-HuumCt

Kvalitatiivinen positiivisen seulonnan varmistustutkimus tai varmistustasoinen seulontatutkimus syljestä.

Näytteen pyynnön lisätietokentässä tulee ilmetä mitä huumausaineryhmää tai huumausainetta halutaan näytteestä varmistettavan.

Varmistettavan huumausaineen voi myös kirjata näytteen mukanaan laitettavaan huumeläheteeseen kohtaan muu tutkimus. [Linkki huumeläheteeseen.](#)

Näyte 3 ml sylkeä säilöntäaineettomassa kierrekorkillisessa purkissa tai putkessa.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy jääkaapissa 5 päivää. Pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähettävä kylmässä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika noin 2 viikkoa

Tulkinta Tuloksista annetaan lausunto, jossa ilmoitetaan todetut yhdisteet.

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi