

**S-Atomok (13118)**

**Indikaatiot** Atomoksetiinihoidon seuranta.

**Näyte** 1 ml seerumia (ei geeliputkessa). Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.  
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nautttimista

**Säilytys ja lähetys** Näyte säilyy 3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** LC-MS/MS

**Toimitusaika** 7 työpäivää

**Viitearvot** 200-1000 ng/ml  
Toksisia vaikutuksia saattaa esiintyä pitoisuuksilla yli 2000 ng/ml.

**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer & Kollegen

**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari

Puh. 045 7734 9026  
riia.plihtari@vita.fi