

**S-Vortiok (13119)****Indikaatiot** Vortioksetiinihoidon seuranta.**Näyte** 1 ml seerumia (ei geeliputkessa). Seerumi erotellaan sentrifugoinnin jälkeen puhtaaseen putkeen.  
Näyte otetaan aamulla ennen lääkkeen nautttimista**Säilytys ja lähetys** Säilytys ja lähetys pakastettuna.**Menetelmä** LC-MS/MS**Toimitusaika** 7 työpäivää**Viitearvot** 10-40 ng/ml**Tekopaikka** MVZ Dr. Eberhard & Partner Dortmund GbR**Konsultointi** Kemisti, FT Riia Plihtari  
Puh. 045 7734 9026

riia.plihtari@vita.fi