

-RBaktNhO

Indikaatiot Hengitystiebakteeri-infektion etiologian selvittäminen.

Näyte Nenänielun imulima, nenänielun erite, yskös ja bronkoalveolaarinen lavaationeste (BAL). Myös nielunäyte soveltuu, mutta herkkyys bakteerilajista riippuen voi olla muita näytelaatuja heikempi.

Näyteastia:

Copan Eswab

Copan UTM-RT 3 ml

Imunlimankeruuputki

Tehdaspuhdas purkki

Säilytys ja lähetys Säilytys ja lähetys jääkaappilämpötilassa. Säilyvyys 3 vrk.

Menetelmä Multiplex-polymeraasiketjureaktio (multiplex-PCR).

Toimitusaika 2-3 työpäivää.

Viitearvot Normaalisti negatiivinen.

Tulkinta Positiivinen tulos kertoo, että kyseisen bakteerin (tai bakteerien) nukleiinihappoa on osoitettavissa näytteestä. Lapsilla (5-vuotiaat tai alle) *S. pneumoniae* ja *H. influenzae* nielukantajuus on yleistä. Tuloksen kliinistä merkitystä on arvioitava suhteessa potilaan kliinisiin oireisiin.

Konsultointi Mikrobiologi Taru Meri
puh. 0440185731
email: taru.meri@vita.fi