

P -HIV1Nh (4759)

Analysoidaan Huslabissa.

Näyte 4 ml EDTA-plasmaa

Huom! Näytteelle tulee olla oma tutkimuspyyntö ja oma näyteputki.

Säilytys ja lähetys Plasma tulee erottaa soluista 4-6 tunnin sisällä näytteenotosta. Yli 6 tuntia kestävä kuljetuksen aikana näytteen tulee olla jäähdytetty. Erotettu plasma säilyy määrityskelpoisena jääkaappilämpötilassa 5 vuorokautta.

Menetelmä HI-viruksen RNA:n geenimonistus PCR-menetelmällä.

Toimitusaika 2-3 työpäivää

Tekopaikka Huslab