

**Pt-PADPros (4763)****Indikaatiot** Eturauhasen taudit, maligniteetti tai sen epäily**Näyte** Poistettu näyte siirretään vahingoittumattomana fiksaationesteeseen (neutraali, puskuroitu 4% formaldehydi eli 10% formaliini). Hyvän fiksaation aikaasaamiseksi on liuosta oltava vähintään kymmenkertainen määrä näytteen määrään verrattuna. Näyte lähetetään tiiviisti suljetussa näyteasiassa laboratorioon.

Tutkimusnimikettä käytetään ainoastaan eturauhasen biopsianäytteille.

- Nimike sisältää enintään 4 - 6 purkkia, joissa kussakin 1 - 2biopsialieriötä.

- Purkit on numeroitava siten, että näytteenottokohdat prostatan eri osista ovat tunnistettavissa, esim. oikea ja vasen Basis, Keski ja Apex erikseen, kukin omaan purkkiinsa.

- HUOM! Radikaali prostatektomia on aina PAD-5 näyte ja elektroresektion lastumateriaali on PAD-3 näyte.

**Säilytys ja lähetys** Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Parafiiniprosessointi, paraffiinin valu, leikkaus, värjäykset ja mikroskopointi**Tulkinta** Patologin kirjallinen lausunto.**Konsultointi** Patologian laboratorio  
puh. 09 228800