

S -DNAnAb (1261)**Indikaatiot** LED:n diagnostiikka ja aktiviteetin seuranta**Näyte** 1 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen säilytys pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Fluoroentsyymi-immunometrinen menetelmä**Toimitusaika** 1-5 työpäivää

Viitearvot	Normaali	alle 10 IU/ml
	Lievästi koholla	10-15 IU/ml
	Koholla	yli 15 IU/ml

Tulkinta Vasta-aineita natiivia, kaksoiskierteistä DNA:ta (double stranded DNA) vastaan esiintyy n. 50-90 %:lla LED-potilaista. Niitä tavataan harvoin muissa sidekudostaudeissa. Osalla potilaita vasta-aineiden määrä korreloi taudin aktiivisuuteen.