

S -FrtuAb (2816)**Sisältää osatutkimukset:**

S -FrtuAbG KL 3330

S -FrtuAbM KL 3331

Indikaatiot Tularemiainfektion (jänisruton) diagnostiikka ja epäselvien kuumeilujen ja imusolmuke-suurentumien selvitys.**Näyte** 0.5 ml seerumia**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.**Menetelmä** Immunofluoresenssi**Toimitusaika** 4-5 työpäivää**Viitearvot** IgM alle 1:20

IgG alle 1:40

Kommentti Tuloksista annetaan lausunto.**Tekopaikka** Labor Dr. Kramer&Kollegen**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi