

Ln-PAD (4049)**Indikaatiot** Lymfooma-epäily**Näyte** Näytteeksi otetaan patologinen imusolmuke kokonaisuudessaan ja se fiksoidaan neutraalissa, 10% formaliinissa, jota on tilavuudeltaan 10 kertaa enemmän kuin kudosta.**Säilytys ja lähetys** Säilytys ja lähetys huoneen lämmössä.**Menetelmä** Parafiiniprosessointi, leikkeiden valmistus, He-, AB-PAS-, vG- ja Giemsa-värjäykset ja valomikroskopointi.**Konsultointi** Patologian laboratorio
puh. 09 228800