

Bm-PAD (4061)

Indikaatiot Luuytimen tautien tai kudosuutosten diagnostiikka.

Näyte Näyte fiksoidaan välittömästi käyttäen 10% formaliinia.

Säilytys ja lähetys Näyte lähetetään tiiviisti suljetussa näyteastiassa laboratorioon.

Menetelmä NaEDTA-dekalsinaatio, parafiiniprosessointi, leikkeiden valmistus, He-, AB-PAS-, Vg- ja Leder-värjäykset ja valomikroskopointi.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800