

Sy-Syto (4421)

Indikaatiot Nivelten tulehdus tai tuumoridiagnostiikka.

Näyte Nivelneste fiksoidaan välittömästi 50% alkoholiin.

Säilytys ja lähetys Näytepurkki tulee sulkea huolellisesti. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Sytosentrifugointi, Papanicolaoun värjäys, valomikroskopia.

Toimitusaika 5 PV

Tulkinta Patologian erikoislääkärin lausunto ja SNOMED- muotoinen diagnoosi.

Konsultointi Patologian laboratorio09 228800