

**S -EMA (3729)****Sisältää:**

S -EMAbA, KL 4390

S -EMAbG, KL 4391

IgA- ja IgG-luokan vasta-aineet voidaan pyytää myös erikseen

**Indikaatiot** Keliakian diagnostiikka. IgG-luokan vasta-aineiden tutkimista suositellaan ainoastaan epäiltäessä keliakiaa IgA-puutteisilla. Katso [Keliakiatutkimus, laaja](#)

**Näyte** 1 ml seerumia, lapset vähintään 0.2 ml

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Epäsuora immunofluoresenssi (IF).

**Toimitusaika** 1-5 työpäivää, riippuen näytteen jatkotitrauksesta.

**Viitearvot** S -EMAbA titteri alle 10

S -EMAbG titteri alle 10

**Tulkinta** Katso [Keliakiatutkimus, laaja](#)

**Konsultointi** Mikrobiologi, Taru Meri

Puh. 044 0185731

taru.meri@vita.fi