

Ts-PADGast (4043), Ts-PADGast-2 (6327)

Ts-PADGast, KL 4043, Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus 1-3 eriteltyä näytettä

Ts-PADGast-2, KL 6327, Gastroskopianäytteiden histologinen tutkimus, 4-7 erit. näytettä.

Indikaatiot Pohjukaissuolen, mahalaukun tai esofaguksen limakalvon tulehdukset ja kasvaimet. Epäily helicobakteerigastritiitista, giardiaasista, keliakiasta, dermatitis herpetiformikseen liittyvästä villusatrofiasta tai amyloidoosista.

Näyte Gastroskopian yhteydessä otetut näytepalat

- Ruuansulatuskanavan eri alueilta otettuja näytteitä, enintään 5 purkissa.
- Eri kohdista otetut näytteet on suositeltava laittaa omaan purkkiin. Yhteen purkkiin suositellaan laitettavaksi enintään 4 palaa.
- Jos näytteenottokohtaan liittyy haavauma, polyyppi tai joku muu erityispiirre, on tällainen näyte aina syytä laittaa omaan merkittyy purkkiinsa.
- Jos välttämättä haluaa yhdistää eri ottokohtien näytteitä samaan purkkiin, voiesim. pohjukaissuolesta ja korpuksesta otetut palat yhdistää. Ruokatorvesta samoin kuin sen eri korkeuksilta otetut näytepalat on sen sijaan eroteltava kukin omaan purkkiinsa.

Menetelmä Histologinen perusprosessi, Alcian Blue-Pas- ja Giemsa värjäykset, tarvittaessa He- tai Kongo-punavärjäykset.

Kommentti Tulokset:

Noin viikossa. Mikroskooppitutkimus ja patologis-anatomisen diagnoosin määrittäminen. Gastriiteissa tulehdusintensiivisyys, tulehdusaktiivisyys, atrofia, suolimeta-plasia ja helicobakteerit määritellään Sydney-järjestelmän mukaisesti neliportaisesti.

Konsultointi Patologian laboratorio
puh. 09 228800