

Kihomadot, ulosteesta (F - Enve-O)

Näyte otetaan heti aamulla ennen ulostamista ja peseytymistä, sillä kihomadot liikkuvat öisin peräaukon ympärillä. Formaliiniin otettu ulosteen parasiittinäyte ei sovellu kihomadon munien osoittamiseen.

Näytteenotto:

Hiero peräaukkoa ympäröivän ihon poimuja melko voimakkaasti veteen tai keittosuolaan (0,9% NaCl) kostutetulla pumpulitikulla.

Työnnä tikku hetkeksi peräaukkoon n. 0.5 cm:n syvyyteen.

Laita tikku nestettä sisältävään putkeen ja katkaise tikku tarvittaessa niin, että saat putken suljettua.

Kirjoita putken mukana tulleeseen tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja kiinnitä tarra näyteputken kylkeen.

Laita näyteputki salpapussiin ja sulje pussi huolellisesti.

Toimita näyte näytteenottopäivänä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

Tiedustelut: