

Tilaaja

Nimi: _____

Osoite: _____

Laskutusosoite (jos eri): _____

Puh: _____

Sähköposti: _____

Laboratorio täyttää

Saapunut: _____

Näytetunniste: _____

Tulosten jakelu Tilaajan osoite Sähköposti Muu: _____

Testin suoritus

Testin suorittaja: _____

Päivämäärä: _____ Kellonaika: _____

Testaukseen liittyviä huomioita:

Testaukseen liittyvä ohjeistus ja täytettävä lomake ovat seuraavalla sivulla.

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____ Päiväys: _____

Toimitetut tarvikkeet

- **Bakteerikankaat**, vähintään 1 kpl/testattava pesukone. Sisältää *Enterococcus faecium*-bakteereja $\geq 10^7$ pmy / kangas.
- **Kuljetuskontrolli**: bakteerikangas, jota ei pestä, vaan palautetaan näytteiden mukana laboratorioon.
- **Salpapusseja**, joihin bakteerikankaat pakataan pesun jälkeen, 1 kpl / kangas.

HUOM. Ellei testausta suoriteta saman päivänä, säilytetään bakteerikankaat jääkaapissa (4 – 8 °C)

Testin suoritus

- Pesukoneen tulee olla testauksen aikana täytetty tavanomaisen käytännön mukaisesti.
- Aseta bakteerikankaat pesukoneeseen. **Huom.** Kankaat on suositeltavaa sijoittaa pesun ajaksi verkkopussiin niiden löytämisen helpottamiseksi.
- Poista bakteerikankaat pesun jälkeen koneesta puhtailla kertakäyttökäsineillä tai desinfioiduilla pinseteillä.
- Pakkaa bakteerikankaat salpapusseihin, kukin kangas erilliseen pussiinsa.
- Toimita pesukoneessa käsitellyt kankaat, kuljetuskontrolli ja tämä lähelomake täytettynä laboratorioon.

| Näytetiedot | | |
|-------------|----------------------------|-------------|
| Nro. | Pesukoneen paikka/tunniste | Pesuohjelma |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |