

TIEDOTE 8/2017

12.4.2017

Arvoisa asiakas,

**Plasman APTT-tutkimuksen menetelmä- ja viitearvomuu-
tos Tromboplastiiniaika, aktivoitu partiaalinen, P -APTT, KL 2783**

Alihankintalaboratoriomme ottaa käyttöön uuden P -APTT-menetelmän. Uusi määritysmenetelmä on herkempi hepariinille ja hyytymistekijäpuutoksille (FVIII, FIX). Lupusantikoagulanttiherkkydessä ei tapahdu merkittävää muutosta, mutta yksittäiset potilaskohtaiset erot ovat mahdollisia.

Uuden menetelmän myötä P -APTT:n tulostaso nousee.

Uusi viiteväli 28 – 37 s (aikaisempi viiteväli 23 – 33 s, voimassa 24.4. saakka)

Uusi P -APTT menetelmä otetaan käyttöön 25.4.2017

Tiedustelut

Esa Hämäläinen
LKT, dos.
p. 040 9221341
esa.hamalainen@vita.fi

Airi Rakkolainen
Sairaalakemisti, FL
p. 045 77349025
airi.rakkolainen@vita.fi

Postiosoite
VITA-Terveyspalvelut Oy
Laivakatu 5 F
00150 Helsinki
etunimi.sukunimi@vita.fi

Puhelin
+358 9 228 800

Faksi
+358 9 278 4045

www.vita.fi

Y-tunnus
0973282-2
Kotipaikka Helsinki

Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet tai haluatte lisätä tai poistaa osoitteita tiedotelistaltamme, pyydämme ystävällisesti lähettämään muuttuneet tiedot sähköpostitse osoitteeseen minna.nykanen@vita.fi.