

SEERUMINÄYTTEEN RIITTÄVYYS

Samasta 4 ml:n seerumigeeliputkesta voidaan analysoida ao. tutkimuksia. Vasta-ainetutkimuksiin (S- xxAb) otetaan yksi putki kahta tutkimusta varten, poikkeuksena tutkimus S-BorrAb, johon otetaan oma seerumigeeliputki. Näyteputket käsitellään aina tutkimuskohtaisten ohjeiden mukaisesti: <https://vita.fi/laboratoriokasikirja>.

.KL-Numero	Tutkimuslyhenne	KL-numero	Tutkimuslyhenne
837	S -KIPA	1469	fS-Gluk
1046	S -AFOS	1489	S -GT
1026	S -ALAT	1666	S -IgA
1028	S -Alb	2001	S -K
1078	S -Amyl	2122	S -hCG
1128	S -ASAT	2095	fS-Kol
1101	S -AST	2097	fS-Kol-HDL
1137	S -B12-Vit	2099	fS-Kol-LDL
1142	S -B12-TC	2143	fS-Krea
1185	S -Bil suojattava valolta	2245	fS-LIPA
1189	S -Bil-Kj suojattava valolta	2382	S -Na
2013	S -Ca	3550	fS-Rf
6032	S -Ca-Albk	2735	S -Testo
4101	S -CDT	2775	S -T3-V
2134	S -CK	2756	fS-Transf
1216	S -CRP	2770	fS-Trigly
1220	S -D-25	2737	S -SHBG
1366	S -E2	2836	S -T4-V
2566	fS-Fe	2832	S -TSH
1395	S -Ferrit	2884	S -Uraat
1416	fS-Folaat	9261	S -Testo-VL
1422	S -FSH		

Lisätietoja:

Asiakasneuvonta
045 7734 9040
asiakasneuvonta@vita.fi