

TIEDOTE 28/2018

12.11.2018

Laite-, menetelmä- ja viitearvomutoksia

Arvoisa asiakas,

Yhteistyölaboratoriomme LADR on siirtynyt alla olevissa tutkimuksissa käyttämään Rochen cobas® 8000-laitteita. Pyydämme päivittämään laitevaihduksesta johtuvat viitearvomutokset laboratoriotietojärjestelmäänne. **Muutos koskee 13.11.2018 alkaen vastattuja tuloksia.**

Tutkimus		Uudet viitearvot	Uusi menetelmä
Immunoglobuliini G, alaluokat	S -IgG-Sc, KL 3192	Aikuiset (yli 18v): S -IgG1 2.8 – 8.0 g/l S -IgG2 1.15 – 5.70 g/l S -IgG3 0.24 – 1.25 g/l S -IgG4 0.052 – 1.250 g/l	Immunoturbidimetrinen
Transferriniireseptori, liukoinen	S –TfR, KL 1949 P –TfR, KL 4720	Miehet: 2.2 – 5.0 mg/l Naiset: 1.9 – 4.4 mg/l	Immunoturbidimetrinen

Tiedustelut: Sanna Taskinen
Sairaalakemisti, FL
p. 045 7881 4662
sanna.taskinen@vita.fi

Esa Hämäläinen
LKT, dos.
p. 040 9221341
esa.hamalainen@vita.fi

Postiosoite
Vita Laboratoriot Oy
Laivakatu 5 F
00150 Helsinki
etunimi.sukunimi@vita.fi

Puhelin
+358 9 228 80410

Faksi
+358 9 278 4045

www.vita.fi

Y-tunnus
0973282-2
Kotipaikka Helsinki

Mikäli yhteystietonne ovat muuttuneet tai haluatte lisätä tai poistaa osoitteita tiedotelistaltamme, pyydämme ystävällisesti lähettämään muuttuneet tiedot sähköpostitse osoitteeseen minna.nykanen@vita.fi.