


Erotteluputkimuutos: Hivenaine- ja altistetutkimusnäytteet

Arvoisa asiakas,

Seerumin ja plasman hivenaine- ja altistetutkimusnäytteet erotellaan jatkossa lisäaineettomaan erotteluputkeen (Vacuette 454001). Muutos ei koske tutkimuksia, joissa näytteenottoputkelle on muu erityisvaatimus.

Hivenainenäytteenottoputkiin ei tule muutosta.

NÄYTTEENOTTOPUTKI	UUSI EROTTELUPUTKI
Seerumin hivenaineputki BD Vacutainer 368380	Vacuette 454001 
EDTA-hivenaineputki BD Vacutainer 368381	
Hepariinihivenaineputki Vacuette 456080	

Putkien tilaukset: <https://vita.fi/tarviketilauskaavake/>

Hivenaine- ja altistetutkimusten näytteenottovälineet:

<https://vita.fi/wp-content/uploads/2019/01/Hivenaine-ja-altistustutkimusten-nyyteastiataulukko.pdf>

Lisätietoja

Asiakasneuvonta

Puh. 045 7734 9040
asiakasneuvonta@vita.fi

Sanna Taskinen

Tuotannosta vastaava kemisti
Puh. 045 7881 4662
sanna.taskinen@vita.fi