

Seerumin myoglobiinitutkimuksen menetelmä- ja viitearvomutokset

Arvoisa asiakas

S -Myoglobiini, S -Myogl, KL 2369

Seerumin myoglobiinin menetelmä ja viitearvot muuttuvat 8.7. 2019 alkaen.

Tutkimuksessa otetaan käyttöön Roche Diagnosticin ECLIA-menetelmällä tehtävä myoglobiinitutkimus, joka korvaa nykyisen saman reagenssitoimittajan immunoturbidimetrisen menetelmän.

Uudet viitearvot:

Miehet 28 – 72 µg/l (vanhat viitevälit 23 – 72 µg/l)

Naiset 25 – 58 µg/l (vanhat viitevälit 19 – 51 µg/l)

Tutkimus tehdään laboratoriossa LADR Dr. Kramer & Kollegen.

Esa Hämäläinen
Lääketieteellinen johtaja
0409221341
esa.hamalainen@vita.fi

Airi Rakkolainen
Sairaalakemisti
04577349025
airi.rakkolainen@vita.fi