

Uusi COVID-19-vasta-ainetutkimus Vitan omaan tuotantoon

Arvoisa asiakas,

Olemme ottaneet käyttöön uuden seerumin COVID-19-vasta-ainetutkimuksen. Kyseessä on Rochen elektrokemiluminometrinen (ECLIA) menetelmä, joka määrittää totaaliivasta-aineita (IgM, IgA ja IgG) SARS-CoV-2-virusta vastaan. Menetelmän tulos on kvalitatiivinen ja se ei erottele eri vasta-aineluokkia keskenään.

Tutkimuspyyntö: S -COVID-19-koronavirustauti, vasta-aineet, S -CV19Ab (KL 6476)

Indikaatio: COVID-19-koronavirusinfektion tunnistaminen taudin myöhäisvaiheessa tai sairastetun infektion jälkeen. Tartuntaketjujen jäljittäminen. HUOM! Tutkimus ei ole tarkoitettu akuutin infektion diagnostiikkaan, ja tutkimuspyynnön tulee perustua hoitavan lääkärin arvioon. Ensisijainen tutkimus akuutin infektion diagnostiikkaan on nukleiinihapon osoitus (-CV19NhO).

Vastausmuoto Negat / Posit. Vastauksiin liitetään lausunto.

Tulkinta Negatiivinen tulos sulkee suurella todennäköisyydellä pois oireisen COVID-19-koronavirustaudin, mikäli näyte on otettu vähintään 14 päivää oireiden alusta tai 4 viikkoa altistuksesta. Positiivinen tulos vasta-ainemäärityksessä viittaa käynnissä olevaan tai aiemmin sairastettuun COVID-19-infektioon.

Hintatiedustelut: Myyntipäällikkö Jouni Ahtinen (jouni.ahtinen@vita.fi)

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy laboratoriokäsikirjastamme:

<https://vita.fi/laboratoriokasikirja/tutkimus/7211>

Lisätietoja

Timo Walle

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Puh. 040 922 1450
timo.walle@vita.fi

Sanna Taskinen

Tuotannosta vastaava sairaalakemisti
Puh. 045 7881 4662
sanna.taskinen@vita.fi