

# HbA1c-tutkimuksen (6128) menetelmä vaihtuu

Arvoisa asiakas,

Uudistamme parhaillaan laitteistojamme, mistä aiheutuu muutoksia menetelmiin ja osassa tutkimuksista myös tulostasoon.

Tiistaina 6.10.2020 siirrämme B -HbA1c (6128, Hemoglobiini-A1c, kokoverestä) -tutkimuksen AU680-laitteelta uuden automaatiolinjastomme **Roche Cobas c503** -laitteelle.

Suurilla yli 90 mmol/mol -pitoisuuksilla uusi menetelmä antaa n. 7% matalampaa tulostasoa. Pienemmällä pitoisuuksilla tulostaso vastaa aikaisempaa, mutta yksittäisen potilaan kohdalla saattaa esiintyä tulostasoeroja. Seurattavilta potilailta suosittelemme ottamaan toistomittauksia uuden tulostason määrittämiseksi.

Samassa yhteydessä luovumme kansallisen päätöksen mukaisesti %-muotoisen tuloksen antamisesta ja kaikki tulokset annetaan mmol/mol -yksikössä.

Muutos ei vaikuta viitearvoihin eikä pyyntökäytäntöihin.

## Lisätietoja

Mia Sneck  
Sairaalakemisti  
Vastaava sairaalakemisti, Automaatio ja POC  
Puh. 040 922 5301  
[mia.sneck@vita.fi](mailto:mia.sneck@vita.fi)

Sanna Taskinen  
Tuotannosta vastaava sairaalakemisti  
Puh. 045 7881 4662  
[sanna.taskinen@vita.fi](mailto:sanna.taskinen@vita.fi)