

Immunoglobuliini A -tutkimusten siirto uudelle automaattioradalle

Arvoisa asiakas,

Uudistamme parhaillaan laitteistojamme, mistä aiheutuu muutoksia kemian ja immunokemian tutkimuksiin.

Maanantaina 9.11.2020 siirrämme immunoglobuliini A -tutkimukset S -IgA (1666) ja P -IgA (4827) uudelle automaattiolinjastollemme.

Siirto ei vaikuta tulostasoon. Menetelmän periaate pysyy samana (immunoturbidimetria). Menetelmän herkkyys on aiempaa parempi ja alin vastattava IgA-pitoisuus on 0.05 g/l (aikaisemmin 0.1 g/l)

Muutos ei vaikuta viitearvoihin eikä pyyntökäytäntöihin.

Lisätietoja

Mia Sneck

Vastaava sairaalakemisti, Automaatio, POC, asiakkaat
Puh. 040 922 5301
mia.sneck@vita.fi

Sanna Taskinen

Tuotannosta vastaava sairaalakemisti
Puh. 045 7881 4662
sanna.taskinen@vita.fi

Timo Walle

Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
Puh. 040 922 1450
timo.walle@vita.fi