

Menetelmämuutos nivelnesteeseen solujen tutkimuksessa (Sy-Solut 2658) 31.12.2020 lähtien

Arvoisa asiakas,

Nivelnesteeseen leukosyyttien pitoisuutta (Sy-Leuk) ja granulosityttien (polymorfonukleaariset solut) osuutta (Sy-PMN, %) käytetään nivelen tulehdusten ja tautien diagnostiikkaan ja luokitteluun. Määritämme nivelnesteeseen tumallisten solujen (leukosyyttien) määrän 31.12.2020 lähtien verenkuvan-analysaattorilla, joka korvaa rutiinissa aikaisemmin suoritettua kammiolaskennan.

Mikäli tumallisten solujen (leukosyyttien) määrä on yli 200 E6/l, suoritamme silloin solujen erittelyn ja vastaamme sekä mononukleaaristen että polymorfonukleaaristen leukosyyttien %-osuudet. Tarvittaessa teemme varmistukset edelleen myös kammiolaskennalla.

Sy-Solut, KL 2658			
Osatutkimus	Lyhenne	Viitearvo	Yksikkö
Leukosyytit	Sy-Leuk	Alle 200	E6/l
Mononukleaariset leukosyytit	Sy-MN		%
Polymorfonukleaariset leukosyytit	Sy-PMN		%
Punasolut	Sy-Eryt-O	Negat	-
Nivelnesteeseen ulkonäkö	Sy-UNäkö	Väritön, kirkas	-

Lisätietoja

Sanna Taskinen

Tuotannosta vastaava kemisti

Puh. 045 7881 4662

sanna.taskinen@vita.fi