

Borrelia burgdorferi, vasta-aineet seerumista (S -BorrAb, KL 3552). Menetelmä- ja viitearvomuuutos.

HUOM! Tämä tiedote korvaa 5.3.2021 julkaistun tiedotteen, jossa viitearvot oli kirjattu virheellisesti. Pahoittelemme sekaannusta.

Arvoisa asiakas,

Tutkimuksen Borrelia burgdorferi, vasta-aineet seerumista (S -BorrAb, KL 3552) menetelmä, viitearvot ja yksiköt muuttuvat 12.03.2021 alkaen. Muutos koskee osatutkimuksia S -BorrAbG (KL 4095) ja S -BorrAbM (KL 4096), joista annetaan kvantitatiivinen tulos. Tutkimuksen rakenne säilyy ennallaan ja tuloksista annetaan myös lausunto.

Uusi menetelmä: Immunoluminometrinen (CLIA)

Uudet viitearvot:	S -BorrAbG	alle 10 AU/ml	negatiivinen
	S -BorrAbM	alle 18 AU/ml	negatiivinen

Lisätietoja tutkimuksesta löytyy laboratoriokäsikirjastamme.

Lisätietoja

Timo Walle
Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri
040 922 1450
timo.walle@vita.fi

Päivi Mähönen
Sairaalamikrobiologi
045 7734 9028
paivi.mahonen@vita.fi

Taru Meri
Mikrobiologi
044 018 5731
taru.meri@vita.fi