

U -Solut (1940) menetelmä- ja viitearvomuuutos 19.7.2021

Arvoisa asiakas,

U -Solut (KL 1940)- tutkimuksen menetelmä vaihtuu. Uusi menetelmä on virtaussytometrinen, tarvittaessa sakan tarkastelu mikroskoopissa. Osatutkimuksissa tapahtuu muutoksia.

U -solut (1940)	Uusi viitearvo
Erytrosyytit (1344)	< 18 E6/l
Leukosyytit (2221)	< 10 E6/l
Epiteelisolut:	
- Levyepiteelisolut (12679)	< 10 E6/l
- Pienet epiteelisolut (12680)	< 10 E6/l
Lieriöt (12681)	< 1 E6/l
Bakteerit (12682)	Negatiivinen (< 500 E6/L)

Muunnoskerroin: 1 kpl/nk = 5.8 x 10E6/l.

Lisätietoja

Mikko Helenius
Sairaalakemisti, FT
040 9225301
mikko.helenius@vita.fi

Iiris Salonen
Dos., kliinisen kemian erikoislääkäri
040 9224829
iiris.salonen@vita.fi