

Influenssa A ja B, RSV ja COVID-19 NhO (kval) - pakettitutkimus otetaan takaisin tuotantoon uudella menetelmällä 11.11.2021 alkaen

Arvoisa asiakas,

Aloitamme influenssa A ja B, RSV ja COVID-19 virusten RT-PCR-paneelitutkimusnäytteiden analysoinnin 11.11.2021 alkaen. Näytteet analysoidaan Mobidiagin CE-IVD-merkityllä Amplidiag® RESP-4 reagenssilla. Tutkimus tehdään nenänielutikkunäytteistä, jotka otetaan **mNAT-R-putkeen**.

Tutkimuspyyntö:	- InfRSCV	(12663)
Sisältää osatutkimukset:	- InfANhO	(KL 4896)
	- InfBNhO	(KL 6194)
	- RSVNhO	(KL 6198)
	- CV19NhO	(KL 6466)

Näytteiden säilytys ja lähetys

mNAT-R-näyteputkeen otettu näyte säilytetään ja lähetetään huoneenlämmössä. Näyte säilyy analyysikelpoisena 5 vrk näytteenotosta.

Tutkimuksen tehotehoisuus

Näytteitä analysoidaan tuotannon alussa ei-influenssakaudella joka arkipäivä. Tarvittaessa epidemiatilanteen muuttuessa tekotehoisuutta lisätään, mistä tiedotetaan erikseen. Vita Laboratorioiden kotisivuilla.

Tarviketilaukset

mNAT-R-näyteputkien tilaus Vitin nettisivulta: <https://vita.fi/tarviketilauskaavake/>

Lisätietoja:

Taru Meri
Mikrobiologi
Puh. 044 018 5731
taru.meri@vita.fi

Timo Walle
Kliinisen mikrobiologian erik. lääkäri
Puh. 040 922 1450
timo.walle@vita.fi