

# Seerumin Peratsiinin (S -Perats) viitearvojen päivitys

Arvoisa asiakas,

Otamme seerumin peratsiini-tutkimuksessa käyttöön uuden, tarkennetun terapeuttisen hoitoalueen sekä toksisen raja-arvon 7.1.2022 alkaen.

Peratsiini-menetelmässä ei tapahdu muutosta. Menetelmä on edelleen nestekromatografia-massaspektrometria (LC/MS).

Terapeuttinen alue: 290 – 667 nmol/l (entinen ter.alue 59 – 295 nmol/l)

Toksisia oireita voi esiintyä, mikäli S-Perats-pitoisuus ylittää 1334 nmol/l.

Tutkimus tehdään laboratoriossa LADR, Labor Dr Kramer & Kollegen.

## Lisätietoja

Riia Plihtari  
Kemisti, FT  
045 773 490 26  
[riia.plihtari@vita.fi](mailto:riia.plihtari@vita.fi)