

Ulosteen Clostridium difficile, nukleiinihappo, kval (F -CldTNhO)

Näytteenottovälineet:

- Nestettä sisältävä mNAT S-putki (tummansininen korkki), 1 kpl
- Näytteenottotikku (FLOQSwab®), 1 kpl
- Tarralappu henkilötietoja (nimi, henkilötunnus ja näytteenottopvm) varten, 1 kpl
- Minigrip-pussi



**Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mieluiten jo näytteenottopäivänä.
Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa (+2 – +8 °C) yön yli.**

HUOM! mNAT S -näyteputki sisältää myrkyllistä guanidiinitiosyanaattia, joka on haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai silmiin. Vahingon sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys näyteputket antaneeseen yksikköön tai myrkytystietokeskukseen

Näytteenotto:

- Ulostasta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
- Avaa mNAT S-näyteputken korkki. Aseta putki pystyyn tasaiselle alustalle.
- Ota pakkauksesta näytteenottotikku.
- Painele näytteenottotikun päätä ulosteesta niin, että tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta.

Sopiva määrä
ulostetta



Liikaa ulostetta



- Laita näytteenottotikku näyteputken nesteeseen. Katkaise tikku katkaisukohdasta putken reunaa vasten. Sulje korkki huolellisesti.
- Kirjoita tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näyteputken kylkeen.
- Laita näyteputki minigrip-pussiin. Sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat. Jos ei matkoja muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita: Ei matkoja
- Toimita näyte ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi:

Henkilötunnus:

Näytteenottopäivämäärä:

_____/_____/_____

Matkustustiedot:

Maa: _____

Paluupäivämäärä:

_____/_____/_____

Tiedustelut: