

Näytteiden lähetys

Postilähetykset

Näytteet lähetetään postitse, keltamustaraidallisissa lähetyskoteloissa tai -laatikoissa joissa on Vita Laboratoriot Oy:n vastauslähetystunnukset ja pikamerkit. Merkit eivät saa peittää laatikon muita merkintöjä. Em. laatikoissa lähetettäessä lähetys on veloitukseton. Näytelähetykset toimitetaan aina postitoimipaikkaan, lähetyksiä ei saa jättää postilaatikkoon. Näytteet ovat laboratoriossamme lähetystä seuraavana aamuna, mikäli ne on postitettu arkisin (ma-pe) postitoimipaikkakohtaiseen kellonaikaan mennessä.

Perjantaina lähetettäviin näytelähetykseen kiinnitetään aina pikamerkkien lisäksi myös lauantaijakelutarra. Pika- ja lauantaitarroja voitte tilata verkkosivuiltamme tarviketilauskaavake-lomakkeella. Näytelähetykset, joissa on em. tarrat, toimitetaan arkilauantaisin Vita Laboratorioon. **Huom!** Mikäli näytelaatikoihin ei ole kiinnitetty em. tarroja, posti toimittaa näytteet Vita Laboratorioon vasta seuraavana arkipäivänä.

Juhlapyhiä edeltävinä päivinä näytteet voi lähettää linja-autokuljetuksella (Matkahuolto) normaalirahtina siten, että näytteiden tulee olla Helsingissä viimeistään klo 15.00. Mikäli näytteet lähetetään pikarahtina, niiden tulee olla Helsingissä viimeistään klo 16.00. Saapuvasta kuljetuksesta pyydämme ilmoittamaan näytteiden vastaanottoon p. 045 7734 9060 tai keskitettyyn puhelinneuvontaan p.09 22 88 00. Matkahuollon kautta lähetettyjen näytteiden lähetyskuluista vastaa näytteiden lähettäjä.

Tiedotamme poikkeavista näytteiden lähetyksajoista [verkkosivuiltamme](#).

[Posti Oy:n ohjeistus näytteiden pakkaamiseen](#)

Kiireelliset näytelähetykset

Kiireellisten näytteiden lähettämisessä voidaan käyttää taksi-, linja-auto- tai lentokuljetusta. Erikoiskuljetusjärjestelystä tulee sopia etukäteen laboratorion kanssa ja saapuvasta pikapaketista pyydämme ilmoittamaan etukäteen näytteiden vastaanottoon, p. 045 7734 9060 tai keskitettyyn puhelinneuvontaan p.09 22 88 00. Kiireellisten näytteiden lähetyskuluista vastaa näytteen lähettäjä.

Lähetys huoneenlämpölähetyksenä

Näyteputket asetetaan vaahtomuovisiin moduuleihin. Saman henkilön kaikki näytteet laitetaan samaan laatikkoon. Näytteet ja kosteutta imevä imuliina laitetaan suljettavaan salpapussiin. Suljetut pussit pakataan keltamustaraidallisiin lähetyslaatikoihin, jotka lähetetään vastauslähetyksenä Vita Laboratorioon. Kuljetuksen aikana näytteet eivät saa jäätyä eikä lämpötila saa nousta yli +37°C. Näytteitä lähetettäessä tulee huomioida ulkoilman lämpötila. Pakkasella ja helteillä verenkuvanäytteet pakataan kylmäkuljetuslaatikoihin, joissa on huoneenlämpöiset geelit.

Lähetys kylmälahetyksenä

Näytteet pakataan laboratoriotamme erikseen tilattaviin kylmäkuljetuslaatikoihin. Jäähdytetty näyte laitetaan styrox-koteloon, jossa on jääkaappikylmät geelipussit. Kotelo pakataan keltamustaraidalliseen lähetyslaatikkoon, joka lähetetään vastauslähetyksenä Vita Laboratorioon.

Lähetys pakastelähetyksenä

Pakastusta vaativat seeruminäytteet erotellaan ja pakastetaan. Asianmukaisesti pakastetut (min. 1 vrk -20°C:ssa) näytteet pakataan laboratoriotamme erikseen tilattaviin pakastekuljetusetteihin. Pakastettu näyte asetetaan rullalle pakastetun geelin sisään, jääkaapissa/pakasteessa säilytettyyn termoskannuun, joka edelleen pakataan styrox-laatikkoon. Pakastetut näytteet lähetetään aina pikamerkinnoillä varustettuna ja suositellaan lähetettävän kiireellisinä näytteinä (ks. kohta kiireelliset näytelähetykset).

Näytteiden lähetys- ja kuljetustarvikkeet

Lähetys- ja kuljetustarvikkeita voi tilata [tarviketilauslomakkeella](#).

Lisätietoja:

Aija Rantala
Logistiikkavastaava
p. 045 7734 9060
aija.rantala@vita.fi