

Ulosteen Helikobakteeri, nukleiinihappo, kval (F -HepyNhO)

Tietyt lääkeaineet saattavat vaikuttaa testin tulokseen (katso oheinen taulukko). Antibioottihoidon ja helikobakteerin häätöhoidon loppumisesta tulee olla kulunut vähintään neljä viikkoa. Protonipumpun estäjien (PPI) käytöstä tulee olla kulunut vähintään 2 viikkoa. **HUOM! Vetinen ripuliuloste ei kelpaa näytteeksi.**

Näytteenottovälineet:

- Nestettä sisältävä eNAT -putki (vaaleansininen korkki), 1 kpl
- Näytteenottotikku (FLOQSwab®), 1 kpl
- Tarralappu henkilötietoja (nimi, henkilötunnus ja näytteenottopvm) varten, 1 kpl
- Minigrip-pussi



**Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mieluiten jo näytteenottopäivänä.
Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa (+2 – +8 °C) yön yli.**

HUOM! eNAT -näyteputki sisältää myrkyllistä guanidiinitiosyanaattia, joka on haitallista nieltynä, joutuessaan iholle tai silmiin. Vahingon sattuessa huuhtelee runsaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteys näyteputket antaneeseen yksikköön tai myrkytystietokeskukseen

Näytteenotto:

- Ulostaa wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki).
- Avaa eNAT -näyteputken korkki. Aseta putki pystyyn tasaiselle alustalle.
- Ota pakkauksesta näytteenottotikku.
- Painele näytteenottotikun päätä ulosteessa niin, että tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta.

Sopiva määrä
ulostetta



Liikaa ulostetta



- Laita näytteenottotikku näyteputken nesteeseen. Katkaise tikku katkaisukohdasta putken reunaa vasten. Sulje korkki huolellisesti.
- Kirjoita tarralappuun nimesi, henkilötunnuksesi sekä näytteenottopäivämäärä ja liimaa tarra näyteputken kylkeen.
- Laita näyteputki minigrip-pussiin. Sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat. Jos ei matkoja muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita: Ei matkoja
- Toimita näyte ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi:

Henkilötunnus:

Näytteenottopäivämäärä:

____/____/____

LÄÄKE	VAROAIKA
Helikobakteerin häätöhoito	Vähintään neljä viikkoa
Antibiootit	Vähintään neljä viikkoa
<u>Protonipumpun estäjät (PPI-lääkkeet):</u>	Vähintään kaksi viikkoa
Esomepratsoli	Acidal, Esomeprazol Actavis, Esomeprazol Krka, Esomeprazol Orion, Esomeprazole Orifarm, Esomeprazol Ratiopharm, eEsomeprazole Sandoz, Nexium, Vimovo
Lansopratsoli	Lansoprazol Krka, Zolt
Omepratsoli	Losec, Losec Mups, Omeprazol, Omestad, Omeprazol Actavis, Omeprazol Sanoswiss, Omeprazol Ratiopharm
Pantopratsoli	Pantoprazol Actavis, Pantoprazol Krka, Pantoprazol Mylan, Pantoprazol Orion, Pantoprazole Ratiopharm, Pantoprazol Sandoz, Somac control, Somac
Rabepratsoli	Pariet, Rabeprazol Krka

Tiedustelut: