

Likvornäytteen otto

Likvori- eli (aivo) selkäydinnesteenäytteen ottaa lääkäri. Likvoria saa aikuiselta valuttaa kerralla max. n. 20 ml vaaka-asennossa. Pieniltä lapsilta otetaan enintään 3 ml. Näytteen ottava lääkäri arvioi tutkimusten tärkeysjärjestyksen, mikäli näytemäärä on vähäinen.

Näytteenottovälineet:

- Talkittomat käsiaineet näytteenottoa varten.
- Lannepistoa varten tarvittavat neulat ja muut aseptiset pistotarvikkeet
- Näyte likvorista tehtäviä merkkiainetutkimuksia varten otettava polypropeenimuovista (PP) valmistettuun näyteastiaan esimerkiksi **Sarstedt REF 72.694**.

Näytteenotto ja käsittely:

Näyte otetaan yleensä lannepistolla aseptisesti, myös hengityssuojainta on käytettävä. Näyte kerätään varotoimenpiteenä aina kahteen näyteastiaan.

Näytteenottojärjestys:

0-Putki: Hukkaputki, ei analyysejä (0,5-1,0 ml)

1-Putki ja 2-putki: Likvorista tehtävät merkkiaineet (0,5-1,0 ml per putki)

Näyteputket suljetaan huolellisesti ja niihin merkitään näytteenottojärjestys numeroin. Kiinnitä näytetunnisteet putkiin. Putket tulee pakastaa näytteenoton jälkeen ja lähettää pakastettuna.