

Ulosteen veren (hemoglobiinin) tutkimusmenetelmä muuttuu.

Arvoisa asiakas,

Ulosteen piilevän veren osoittamisessa otetaan 4.11.2024 lähtien käyttöön uusi tutkimus **F-Hemoglobiini, ihmisen, ulosteesta (6455 F-hHb)**. Muutoksen yhteydessä ulosteen veren tutkimusmenetelmä, näyteputki sekä vastausaika muuttuvat. Samalla aikaisemmin käytössä ollut kvalitatiivinen immunokromatografinen Actim-testi, 3813 F -hHb-O poistuu käytöstä eikä tutkimusta voi enää tilata tämän jälkeen. Tutkimus **6455 F-hHb** on herkkä, mittausraja on 3,2 ug hemoglobiinia/g ulostetta ja menetelmämuutos parantaa tutkimuksen toistettavuutta ja luotettavuutta verrattuna Actim-osoitustestiin.

Viitearvot:

Sentinel FIT-testin positiivisen tuloksen uusi raja-arvo on 25 µg hemoglobiinia / g ulostetta (*entinen 50 ug/g ulostetta*). Pitoisuus alle 25 ug/g ulostetta vastataan **negatiivisena**.

Vastausaika:

Tulokset valmistuvat 2-3 työpäivän kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon.

Muutos astuu voimaan 4.11 2024

Tämän jälkeen Actim-putkiin otettuja ulostenäytteitä ei enää oteta vastaan.

Tarviketilaukset

Sentinel FOB Gold -näyteputkia F -hHb -tutkimusta varten voi tilata osoitteesta <https://vita.fi/tarviketilauskaavake/>.

Lisätietoja

Mikko Helenius

Sairaalakemisti

040 922 5301

Mikko.Helenius@vita.fi

Asiakasneuvonta

Puh. 09 22 88 00

asiakasneuvonta@vita.fi

Logistiikka

Puh. 09 22 88 00

aija.rantala@vita.fi