



Hemoglobiini, ulosteesta (F -hHb)




1. Kerää uloste puhtaalle wc-paperille tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki). Älä ota näytettä wc-pöntöstä.



2. Avaa putken vihreä korkki. Älä koske värittömään korkkiin. Näytteenottotikku on kiinni vihreässä korkissa.



3. Ota ulostenäyte työntämällä näytetikkua neljään eri kohtaan ulostetta. Lopuksi vedä tikulla ulostemassan läpi ristiin päästä päähän.



4. Näyte on riittävä, kun tikussa olevat urat ovat ulosteen peitossa.



5. Laita vihreä korkki takaisin putkeen ja sulje korkki huolellisesti. Sekoita putkea kääntelemällä sitä useita kertoja. Älä avaa putkea tämän jälkeen. Merkitse putkeen nimi, henkilötunnus ja näytteenottopäivämäärä.



6. Toimita näyte laboratorioon, josta olet saanut näytteenottotarvikkeet.

HUOM! Älä koske näyteputken sisällä olevaan nesteeseen, äläkä avaa putken värittöntä korkkia. Jos näyteputken nestettä joutuu iholle, suuhun tai silmiin, huuhtele aluetta huolellisesti. Älä niele nestettä. Ei lasten ulottuville.