

Ulosteen bakteeripatogeenit, nukleiinihappo, kval (F - BaktNhO)

Näytteenottovälineet:

- 1 kpl geeliä sisältävä bakteerikuljetusputki ja 1 kpl FecalSwab nesteputki
- Näytteenottotikku (FLOQSwab®), 2 kpl
- Tarralappu henkilötietoja varten, 2 kpl
- Minigrip-pussi

Kirjoita tarralappuihin seuraavat tiedot

- nimi
- henkilötunnus
- näytteenottopäivämäärä ja kellonaika
- matkatieto
 - jos ei ulkomaanmatkoja muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita: EI MATKOJA
 - jos ulkomailla muutaman edellisen viikon aikana, kirjoita: KOHDEMAA ja PALUU PVM

Näytteenotto FecalSwab- näyteputken (nesteputki):

1. Ulostaa wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen tai -purkki). Ota FLOQSwab® näytetikku pakkauksesta.
2. Työnnä näytetikku ulosteeseen ja pyöritä näytetikun nukkapäätä ulosteessa, erityisesti mahdollisesti limaisissa tai verisissä kohdissa.



Sopiva näytemäärä



Liikaa näytettä!

3. Avaa näyteputken korkki ja laita näytetikku nesteeseen.
4. Katkaise näytetikku nesteeseen katkaisukohtasta putken reunaa vasten ja sulje putken korkki huolellisesti. **Tikku jätetään putkeen!**

Näytteenotto bakteerikuljetusputken (geeliputki):



1. Poista bakteerikuljetusputken päästä korkki ja hävitä tämä korkki jätteisiin.
2. Pyöritä näytteenottotikun pumpuliosaa ulosteessa, erityisesti mahdollisesti limaisissa tai verisissä kohdissa.
3. Laita näytteenottotikku putken sisään niin, että pumpuliosa menee geelin sisään ja korkkiosa sulkeutuu tiiviisti putken kiinni. Älä katkaise tikkua!

Näytteiden säilytys ja kuljetus laboratorioon:

Liimaa molempiin putkiin oma tarra.

Pakkaa molemmat näyteputket Minigrip-pussiin ja sulje pussi.

Näytteet tulisi toimittaa laboratorioon mieluiten jo näytteenottopäivänä.

Tarvittaessa näytteitä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa (+2 – +8 °C) yön yli.

Tiedustelut: