

Ulosteen parasiitit, nukleiinihappo, kval (F -ParaNhO)

Näytteenottovälineet:

- FecalSwab-putki, 1 kpl
- Näytetikku, 1 kpl
- Tarralappu henkilötietoja varten
- Minigrip-pussi

- Kirjoita tarralappuun seuraavat tiedot
- nimi
- henkilötunnus
- näytteenottopäivämäärä ja kellonaika

Näyte tulisi toimittaa laboratorioon näytteenottopäivänä. Tarvittaessa näytettä voi säilyttää jääkaappilämpötilassa (+2 – +8 °C) yön yli.

Näytteenotto FecalSwab-putkeen:

- Ulostasta wc-paperiin tai puhtaaseen astiaan (esim. kertakäyttölautanen).
- Avaa näyteputken korkki. Aseta putki pystyyn tasaiselle alustalle.
- Ota pakkauksesta näytteenottotikku.
- Pyöritä näytteenottotikun päätä ulosteessa niin, että tikkuun tarttuu sopiva määrä ulostetta. Nukkapään tulee värjääntyä ulosteesta, mutta siinä ei saa olla ulostekerrosta tai ulostepaakkua (paakussa on helposti liikaa ulostetta). Pyyhi tarvittaessa ylimääräinen uloste tikusta pois wc-paperiin. **Jos ulostetta on liikaa näytteestä ei saada tutkimustulosta.**



Sopiva määrä ulostetta



Liikaa ulostetta



- Laita näytteenottotikku näyteputken nesteeseen. Katkaise tikku katkaisukohdasta putken reunaa vasten. Sulje korkki huolellisesti.
- Liimaa täytetty tarralappu näyteputken kylkeen.
- Laita näyteputki minigrip-pussiin. Sulje pussi huolellisesti.
- Täytä huolellisesti kaikki tämän lomakkeen kohdat.
- Toimita näyte ja tämä lomake täytettynä laboratorioon, josta sait näytteenottotarvikkeet

Täytä huolellisesti seuraavat kohdat:

Nimi: _____
Henkilötunnus: _____
Näytteenottopäivämäärä: ____/____/____ klo: ____:____
Matkatieto: _____

Tiedustelut: