

Muutos näyteastioihin F -BaktNhO (12356) tutkimuksessa

Arvoisa asiakas,

Ulosteen bakteeripatogeenit, nukleiinihappo (kval) (F -BaktNhO, 12356) tutkimuksen näyteastioina ovat aikaisemmin olleet FecalSwab- ja bakteerikuljetusputki. Kesäkuusta 2025 lähtien näyteastianäytteenä tarvitaan **vain FecalSwab-putki**.

Haluamme muistuttaa myös F-BaktNhO ja F-ParaNhO tutkimuksien näytteenotosta ja etenkin näytemäärästä. FecalSwab-putkeen otetaan ulostenäyte pakkauksen mukana tulevalla nukkatikulla. Ulosteen sopiva määrä on tärkeää tutkimuksen onnistumiseksi. **Jos ulostetta tulee näytteeseen liikaa, siitä ei välttämättä saada tutkimustulosta!** Näytteenotto-ohjeisiin voi tutustua tarkemmin:

<https://vita.fi/asiakasohjeet/>.



Sopiva määrä ulostetta



Liikaa ulostetta

Lisätietoja

Taru Meri
Osastopäällikkö
0440185731
taru.meri@vita.fi

Tytti Tiippana
Mikrobiologi
04577349053
tytti.tiippana@vita.fi