

Menetelmä- ja viitearvomuu- tos tutkimuksille S -GadAb (4400), S - IA2Ab (6670) ja S -LangAb (2198)

Arvoisa asiakas,

Tutkimusten Glutamaattidekarboksylaasi (GAD) vasta-aineet, S -GadAb (4400), IA2-
vasta-aineet, S -IA2Ab (6670) ja Langerhansin saareke vasta-aineet, S -LangAb (2198)
menetelmä ja viitearvot muuttuvat **15.1.2026** alkaen.

S -GadAb:

Menetelmä: CLIA (aiemmin RIA)

Viitearvot: <10 IU/ml (aiemmin < 1.0 U/ml)

S -IA2Ab:

Menetelmä: CLIA (aiemmin IF)

Viitearvot: <10 IU/ml (aiemmin < 1.0 IU/ml)

S -LangAb:

Menetelmä: CLIA (aiemmin IF)

Viitearvot: <29 U/ml (aiemmin < 10 titteri)

Tutkimukset analysoidaan laboratoriossa LADR, Bremen.

Lisätietoja

Riia Plihtari

Kemisti, FT

045 773 490 26

riia.plihtari@vita.fi