

Viivettä ja menetelmämuutos tutkimuksessa trijodityroniini,käänteinen (S -T3r, 2774)

Arvoisa asiakas,

Tutkimus trijodityroniini,käänteinen (S -T3r, 2774) on siirtynyt alihankittavaksi Demozugang biovis Diagnostik MVZ-laboratorioon. Muutoksen takia LC/MS-menetelmä on vaihtunut-CLIA menetelmään.

Menetelmävaihdoksen myötä tutkimuksen viitealue muuttuu. Menetelmävaihdoksesta on aiheutunut merkittävää viivettä tutkimusten tekoon, mikä pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Uusi viitealue: **0,12 - 0,35 ng/ml**

Vanha, poistuva viitealue: **90 - 215 pg/ml**

Muutos astuu voimaan **heti**.

Lisätietoja

Mikko Helenius
FT, sairaalakemisti
0409225301
mikko.helenius@vita.fi