

Viivettä ja menetelmämuutos tutkimuksessa trijodityroniini,käänteinen (S -T3r, 2774)

Arvoisa asiakas,

Tutkimus trijodityroniini,käänteinen (S -T3r, 2774) on palautunut aikaisempaan tekopaikkaan (MVZ Labor Dr Kirkmann GmbH, Mainz). Muutoksen takia CLIA menetelmä muuttuu takaisin LC/MS-menetelmäksi Menetelmävaihdoksen myötä tutkimuksen viitealue muuttuu. Menetelmävaihdoksesta on aiheutunut merkittävää viivettä tutkimusten tekoon, mikä pyritään korjaamaan mahdollisimman pikaisesti.

Uusi viitealue viitealue: **90 - 215 pg/ml**
Vanha, poistuva viitealue: **0,12 - 0,35 ng/ml**

Muutos astuu voimaan **heti**.

Lisätietoja

Mikko Helenius
FT, sairaalakemisti
0409225301
mikko.helenius@vita.fi