

Seerumin kromi (S -Cr, 2148)- tutkimuksen näytemateriaali muuttuu plasmaksi

Arvoisa asiakas,

Seerumin kromi (S -Cr 2148)-tutkimuksen näytemateriaali vaihtuu plasmaksi (aikaisemmin seerumi).

Menetelmä ja viitearvot säilyvät samana.

Näytteenotto-ohjeistus P -Cr:

1 ml hepariiniplasmaa tai EDTA-plasmaa. Näyte tulee ottaa hepariinihivenaineputkeen (esim. Vacuette 456080) tai EDTA-hivenaineputkeen (esim. BD Vacutainer 368381). Plasma erotellaan ja siirretään kaatamalla lisääineettomaan erotteluputkeen (esim. Vacuette 454001).

Lisätietoja

Riia Plihtari

Kemisti, FT

045 773 490 26

riia.plihtari@vita.fi