

S -InfliAb (KL 6380) ja S -AdaliAb (KL 6379) tutkimuksissa menetelmä- ja viitearvomuuotos

Arvoisa asiakas,

Seerumin infliksimabi- ja adalimumab-vasta-aineiden (S -InfliAb ja S -AdaliAb) mittaamiseen käytetty menetelmä on muuttunut.

Aikaisemmin käytössä ollut entsyymi-immunologinen menetelmä (ELISA) on vaihtunut kaksivaiheiseen kemiluminesenssi-immunomääritykseen (CLIA). CLIA-menetelmä on entistä ELISA-menetelmää herkempi ja sen mittausalue on laajempi, joten se tunnistaa myös korkeampia vasta-ainepitoisuuksia.

Menetelmämuutoksen seurauksena S -InfliAb-tutkimuksen viitearvo on muuttunut. Uusi viitearvo on <30 AU/ml (negatiivinen). Entinen viitearvo oli < 10 AU/ml. Viitearvomuuotos koskee 6.10.2026 jälkeen mitattuja S -InfliAb-tuloksia.

S -AdaliAb -tutkimuksen viitearvo säilyy entisellään (< 10 AU/ml, negatiivinen).

Lisätietoja

Taru Meri
Osastopäällikkö
Mikrobiologia ja geenimonistus
044 0185731
taru.meri@vita.fi

Sakari Jokiranta
Johtava ylilääkäri
050 5471184
sakari.jokiranta@vita.fi