

Pt-Krea-CI (2146)

Osatutkimukset:

2145 U -Krea

Lisäksi pyydettävä erikseen 2143 fS -Krea tai 2143 fP-Krea

Indikaatiot Munuaisinsuffisienssin toteaminen.**Näyte** 0.5 ml paastoseerumia tai plasmaa. Näyte otetaan samanaikaisesti virtsakeräyksen kanssa joko keräyksen alussa tai lopussa. 10 ml hyvin sekoitettua vuorokausivirtsaa. Läheteeseen merkitään potilaan paino, pituus, keräysaika ja vuorokausivirtsan määrä. Tietoja tarvitaan tuloksen laskemiseen.**Säilytys ja lähetys** Keräysastia säilytetään kylmässä koko keräyksen ajan. Lähetys huoneenlämmössä**Menetelmä** Seerumi: Entsymaattinen

Virtsa: Enstymaattinen

S -Krea ja U -Krea akkreditoitu**Toimitusaika** 1 työpäivä

Viitearvot	Aikuiset	yli 1.4	ml/s/1.73 m ² /uc
	Lapset, 3-12 kk	yli 1.3	ml/s/1.73 m ² /uc
	1-2 v	yli 1.7	ml/s/1.73 m ² /uc
	3-15 v	yli 1.8	ml/s/1.73 m ² /uc

Tulkinta Alentunut arvo viittaa munuaisten vajaatoimintaan. Kreatiniinin poistuma on herkempi toteamaan lievän munuaisten vajaatoiminnan kuin seerumin kreatiniinimääritys. Katso myös Kystatiini C.**Konsultointi** Sairaalakemisti, FT Mikko Helenius

Puh.040 922 5301

mikko.helenius@vita.fi