

**dU-MTA (3873)**

**Indikaatiot** Neuroblastooman, ganglioneurooman ja dopamiinia erittävän feokromosytooman diagnostiikka

**Näyte** Vuorokausivirtsasta kerätään astiaan, johon on lisätty 10 ml suolahappoa (6M HCl). Mitatusta ja hyvin sekoitetusta vuorokausivirtsasta lähetetään 10 ml analysoitavaksi.

Potilaan tulisi olla ilman lääkitystä 3 vrk ennen virtsankeräystä ja välttää keräyksen aikana nauttimasta tutkimusta häiritseviä ravintoaineita (ks. Metanefriinit).

**Säilytys ja lähetys** Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** HPLC

**Toimitusaika** 10-12 työpäivää

**Viitearvot**

alle 2 v	alle 0.6	µmol/vrk
2 - 15 v	alle 1.2	µmol/vrk
yli 15 v	0.1 - 2.3	µmol/vrk