

S -Spho3Ry (7193)

Sisältää: *Aspergillus fumigatus* (m3), *Alternaria tenuis* (m6), Vehnän siitepöly (g15), Ruis siitepöly (g12).

Näyte 1 ml seerumia

Säilytys ja lähetys Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä Immunofluorometrinen

Toimitusaika 1-3 työpäivää

Viitearvot alle 0.35 kU/l

Tekopaikka LADR Labor Dr. Kramer & Kollegen