

U -BendCt(kvant) (12552)

Indikaatiot Kvantitatiivinen positiivisen bentsodiatsepiiniseulonta-analyysin varmistustutkimus.

Näyte 5 ml kertavirtsaa, säilöntäaineeton putki, sama näyte, josta seulonta-analyysi on tehty.

Säilytys ja lähetys Näyte säilyy noin 3 viikkoa jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmä LC-MS/MS

Toimitusaika 3-5 työpäivää

Tulkinta Menetelmä määrittää spesifisesti seuraavia yhdisteitä tai niiden aineenvaihduntatuotteita: alpratsolaamia, diatsepaamia, nordiatsepaamia, flunitratsepaamia, klonatsepaamia, midatsolaamia, loratsepaamia, nitratsepaamia, lormetatsepaamia, oksatsepaamia, tematsepaamia, bromatsepaamia, fenatsepaamia ja fluratsepaamia. Positiivisista näytteistä ilmoitetaan löytyneet yhdisteet ja niiden pitoisuudet (ng/ml).

Tekopaikka Labor Dr. Kramer & Kollegen

Konsultointi Kemisti, FT Riia Plihtari
Puh. 045 7734 9026
riia.plihtari@vita.fi

LL Jukka Hurme
Puh. 045 7734 9010
jukka.hurme@vita.fi