

## S -AllIgG-ulk (12467)

### Sisältää:

12535 S -PenNotG, S -Penicillum notatum (m1), IgG-vasta-aineet  
12536 S -CladHeG, S -Cladosporium herbarum (m2), IgG-vasta-aineet  
12421 S -AspFumG, S -Aspergillus fumigatus (m3), IgG-vasta-aineet  
12537 S -MucRacG, S -Mucor racemosus (m4), IgG-vasta-aineet  
12538 S -AltAltG, S -Alternaria alternata (m6), IgG-vasta-aineet  
12539 S -FusMonG, S -Fusarium moniliforme (m9), IgG-vasta-aineet  
12540 S -PhomBeG, S -Phoma betae (m13), IgG-vasta-aineet

**Indikaatiot** Homeiden aiheuttaman IgG-välitteisen allergian selvittäminen (ulkoilma).

**Näyte** 2 ml seerumia

**Säilytys ja lähetys** Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa, pidempiaikainen pakastettuna. Lähetys huoneenlämmössä.

**Menetelmä** Immunofluorometrinen

**Toimitusaika** 3-6 työpäivää

<b>Viitearvot</b>	Mikrobi	90 %:n persentiili (mg/l)	Keskiluku (mg/l)
	Penicillum notatum	19.1	12.6
	Cladosporium herbarum	36	13.9
	Aspergillus fumigatus	70.1	21.8
	Mucor racemosus	10	5.8
	Alternaria alternata	13.1	6.6
	Fusarium spp.	45.6	7.9
	Phoma betae	15.6	6.4

**Tulkinta** Jokaiselle homeelle on määritetty raja-arvonsa, jonka alapuolelle jää 90 % terveestä väestöstä, 90 % persentiili, (Phadia AB, Uppsala, terve ruotsalaisväestö).

**Alihankinta** Osittainen alihankinta.